

ベッドサイドモニタ BSM-6701 一式 他2件 共通仕様書

1	件名	ベッドサイドモニタ BSM-6701 一式 他2件	
2	機種名	別紙「特記仕様書」のとおり	
3	構成内容	別紙「特記仕様書」のとおり	
4	納入場所	横須賀市長坂1丁目3番2号 横須賀市立市民病院	
5	納入期限	令和2年2月28日	
6	特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 納入場所までの輸送費、取付調整費等、当該物品が正常に使用 なるまでの一切の費用を含むこと。 ・ 引き取り物品なし ・ 物品の運搬にあたっては、市民病院担当者の指示に従うこと。 ・ 納品の際に出る養生材、梱包材等は持ち帰ること。 	
7	契約方法	総価契約	
8	支払方法	一括払い	
9	その他事項	この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。	
10	連絡先	横須賀市健康部地域医療推進課 石井 電話:046-822-4346	

購入物件内訳書

(税抜き)

No.	物件名	品質・形状・寸法 又は型式	グリーン物 品指定の 有無	単位	数 量	単 価(円)	金 額(円)
1	ベッドサイドモニタ BSM-6701 一式	別紙特記仕様書の通り		式	1		
2	ベッドサイドモニタ ライフスコープVS 一式	別紙特記仕様書の通り		式	1		
3	心電計 ECG-2320 一式	別紙特記仕様書の通り		式	1		
4	(以下余白)	(以下余白)	(以下 余白)	(以下 余白)	(以下 余白)	(以下余白)	(以下余白)
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※単価、金額欄は、契約者が記入する。

ベッドサイドモニタ BSM-6701 一式 仕様書

1	件名	ベッドサイドモニタ BSM-6701 一式	
2	機種名	BSM-6701 日本光電工業株式会社	
3	構成内容	<p>ベッドサイドモニタ BSM-6701 一式 1 式</p> <p>(内訳) (型番)</p> <p>モニタ本体(15インチ) MU-671R-Q20 2 台</p> <p>ベッドサイドモニタ BSM-1763 2 台</p> <p>バッテリーパック SB-170P X161 2 個</p> <p>マルチガスユニット GF-210R 2 台</p> <p>ウォータートラップ YG-600P V918 1 箱</p> <p>サンプリングライン YG-610P V919 1 箱</p> <p>ストレートTピース YG-620P V920A 1 箱</p> <p>接続ケーブル YJ-601P K978 2 本</p> <p>バッテリーパック SB-671P X075 2 個</p> <p>インターフェース QI-671P 2 個</p> <p>インターフェース QI-672P 2 個</p> <p>BISプロセッサ(NKモニタ用) QE-910P 2 個</p> <p>BISXチューケイケーブル YJ-671P 2 本</p> <p>架台 KC-600P 2 台</p> <p>ユニットマウント DH-223P 2 個</p> <p>ECG中継コード(3/6電極)JC-906P K922 2 本</p> <p>電極リード線(3電極)BR-903P K911 2 本</p> <p>SpO2中継コード JL-900P K931 2 本</p> <p>フィンガープローブ TL-201T P225F 2 個</p> <p>成人用カフ(小) YP-712T S951C 2 個</p> <p>成人用カフ(大) YP-714T S951E 2 個</p> <p>大腿部用カフ YP-715T S951F 2 個</p> <p>血圧中継コード(3.5m) JP-920P L901 2 本</p> <p>サーミスタ温度プローブ 401J P240B 2 本</p> <p>サーミスタ温度プローブ 402J P241B 2 本</p> <p>延長コード 5m L285 2 本</p>	

ベッドサイドモニタ ライフスコープVS 一式 仕様書

1	件名	ベッドサイドモニタ ライフスコープVS 一式		
2	機種名	ライフスコープVS 日本光電工業株式会社		
3	構成内容	<p>ベッドサイドモニタ ライフスコープVS 一式</p> <p>(内訳)</p> <p>ベッドサイドモニタ</p> <p>架台(BSM-3000/3400共通)</p> <p>2人拡張プログラム</p> <p>バッテリーパック</p> <p>送信機</p> <p>TL-201T2 フィンガープローブ</p> <p>BR-903P 電極リード線</p> <p>携帯型受信機</p>	<p>(型番)</p> <p>BSM-3400-Q11</p> <p>KC-340P</p> <p>QP-340P</p> <p>X075</p> <p>ZS-630P</p> <p>P225F</p> <p>K911</p> <p>ZT-210P</p>	<p>1 式</p> <p>1 台</p> <p>1 台</p> <p>1 式</p> <p>1 個</p> <p>2 台</p> <p>2 本</p> <p>2 本</p> <p>1 台</p>

心電計 ECG-2320 一式 仕様書

1	件名	心電計 ECG-2320 一式		
2	機種名	ECG-2320 日本光電工業株式会社		
3	構成内容	心電計 ECG-2320 一式		1 式
		(内訳)	(型番)	
		心電計	ECG-2320	1 台
		バッテリーNKB-301V	X065	1 個
		架台	KD-105D	1 台
		コードハンガ	KH-100D	1 個
		記録紙受け	DI-011D	1 個
		トレイセット	DI-015D	1 セット
		USBバーコードリーダー	LS2208-USBR	1 個
		無線LANコンバータ	BR-300AN	1 台
		USB無線LAN電源ケーブル	L220A	1 本
		SDメモ리카ードQM-001D	Y154D	1 枚
		導出18誘導アクティベーションキット	QP-230D	1 個